




# КОНТАКТ

Новые медицинские технологии

## Лапароскопический тренажер



Предназначен для развития приемов работы лапароскопическим инструментом под визуальным контролем видеокамеры.

Представляет собой комплект необходимого оборудования (ЖК видеомонитор, видеокамера, осветитель, комплект лапароскопического инструмента).

Тренажер выполнен в портативном чемоданчике. Приведение тренажера в рабочее состояние занимает всего несколько минут.

Возможно подключение компьютера для записи или передачи изображения на внешний экран.

Методические рекомендации по применению тренажера прилагаются.



Разработка и производство:

**Контакт, ООО**

Тел. +380 44 490-9356

Факс +380 44 490-9357

[sale@contact-endoscopy.com](mailto:sale@contact-endoscopy.com)

[www.contact-endoscopy.com](http://www.contact-endoscopy.com)